

A hallókészülék ápolásához érdemes igénybe vennie **tisztító és szárító eszközöket is, hiszen a meghibásodások jelentős része a fülzsír, pára vagy izzadás miatt alakul ki.**

TISZTÍTÓ- ÉS SZÁRÍTÓ ESZKÖZÖK

- Illeszték tisztító pezsgőtabletta
- Illeszték tisztító pumpa
- Illeszték tisztító fonal, egyéni illesztékhez
- Szárító patron
- Szárító tégely
- Tisztító spray
- Fertőtlenítő kendő
- Elektromos szárító

Tisztító spray

Alkoholmentes összetételével, bőrbarát formulájával és antibakteriális hatásával kiváló megoldás a hallókészülékek külső tisztítására. Javasolt a spray-t egy kendőre fújva használni és azzal áttörölni a hallókészüléket, hogy ne kerüljön közvetlenül a hallókészülékbe a tisztító spray folyadék.



Elektromos szárító készülék

Az elektromos szárító eltávolítja az összegyűlt nedvességet a hallókészülékből, egyéni illesztékből; kiszárítja a fülzsírt és megszünteti a szagokat. Használatával a hallókészülékek jobban működnek, és magas páratartalmú környezetben az elemek élettartama sem rövidül.

Az elérhető választékról érdeklődjön az Önhöz legközelebbi hallásvizsgálónkban.

- PerfectDry Lux
- DryDome



FONTOS TUDNIVALÓK

- **Védje** hallókészülékét a nedvességtől (pl. gőzfürdő, zuhanyozás, eső stb.).
- **Ügyeljen rá,** hogy a tisztítás során ne ejtse hallókészülékét, mert kárt okozhat az elektronikában.
- **Mindig vegye ki** az elemet a hallókészülékből, mielőtt a szárítótégelyt használja. Amennyiben benne hagyja az elemet a hallókészülékben, az elemek élettartama jelentősen rövidülhet.
- **Mindig vegye le** hallókészülékét, mielőtt after shave-et, hajlakkot, olajat, parfümöt, szúnyogriasztó spray-t, testápolót stb. használ. Csak ezen anyagok megszáradása után tegye fel hallókészülékét.
- **Minden esetben keresse fel audiológusát,** ha: a dóm irritálja fülét vagy megnehezíti a hallókészülék használatát. Ha a dóm megkeményedik, elszakad, esetleg már nem lehet róla eltávolítani a szennyeződést.

Amennyiben úgy érzi, hogy az Ön készülékén lévő dóm, esetleg a vékonycső cserét igényel, vagy bármilyen további kérdése van hallókészüléke tisztításával kapcsolatban, fáradjon be az Önhöz legközelebbi Victofon Hallásvizsgálóba.

Victofon Kft.

1068 Budapest, Szondi u. 98/a

☎ Telefon: 06-1/302-0632,

Fax: 06-1/301-0647

Zöldszámunk: **06-80/204-000**

(ingyenesen hívható)

@ ugyfelszolgalat@victofon.hu

🌐 www.victofon.hu

f facebook.com/victofon

Tisztítási tájékoztató
Vékonycsővel
ellátott hallókészülékhez

